



by MAVIG

MKatalog & MPortfolio 2025/1

Index

M

Allgemeine Informationen



RA431

Rundumschutz – Kostüm (Zweiteiler: Weste & Rock)

Artikelnummern



RA432

Rundumschutz – Mantel

Artikelnummern



RA460

Frontschutz – Schürze

Artikelnummern



RA410

Kopfschutz – Haube

Artikelnummern



RA414

Sternumschutz

Artikelnummern



RA437

Schulter- und Brustschutz – Bolero

Artikelnummern



AW

Aufbewahrung

Artikelnummern

2

3

4

10+11

5

12

6

13

7

14

7

14

7

14

8

15

Minimalistisch. MAVIG. München.

Unsere Budgetlösung.

„M by MAVIG“ ist die neue, reduzierte Produktlinie der MAVIG Röntgenschutzkleidung für Anwender – Made in Germany.

Mit unserer „M“-Auswahl (3 Modelle, 4 Längen, 4 Farben, 5 Größen sowie Zubehör) kann man schnell einen effektiven Strahlenschutz für jeden Arbeitsbereich finden.

„M by MAVIG“ entspricht den Normen und Zertifizierungen.

M by MAVIG: Wo Sicherheit auf Kosteneffizienz trifft.

MCert

Normkonform

das heißt:

- IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016
- CE-Kennzeichnung gemäß PSA-Verordnung
- MDR (EU 2017/745)
- Schutz über 60% des größten Körperumfangs des Anwenders
- und vieles mehr

MPure

Strahlenschutzmaterial

- Leichtes bleihaltiges Material
- Bestmögliche Vereinbarung von Gewicht und Strahlenschutz
- Strahlenschutz im gesamten Röntgenröhren-Spannungsbereich von **50 - 150 kV**
- Qualität nach Normen (IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016)

MFree

Strahlenschutzmaterial

- Extrem leichtes bleifreies Material
- Optimierte für lange Tragezeiten
- Strahlenschutz im gesamten Röntgenröhren-Spannungsbereich von **50 - 110 kV**
- Qualität nach Normen (IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016)

MTex

Außenmaterial

- Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Nylongewebe
- Spezielle PU Beschichtung
- OEKOTEX 100 Standard

Farben

- 51 Inky Blue
- 52 New Red
- 53 Green 17
- 54 Modern Grey



VORNE



HINTEN



SEITE



Zweiteiler – Weste & Rock

Rundumschutz mit ergonomischem Komfort durch die Aufteilung in Weste und Rock

- Voller Bleigleichwert in beiden Frontflügeln, keine vollflächige Überlappung notwendig
- Körpergerechter Schnitt
- Besonders geeignet für lange Tragezeiten
- Gewichtsentslastung der Wirbelsäule
- Schulterpolster als Serienausstattung
- Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Stretchgürtel für Rock, optional



Schutzmaterial/Bleigleichwert

MPure – Leichtblei (50 - 150kV)
oder MFree – Bleifrei (50 - 110kV)

Frontseitig: 0,25 mm Pb,
0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell: 0,25 mm Pb

Außenmaterial/Farben

MText – Nylongewebe

Unsere Farben:  Inky Blue
 New Red
 Green 17
 Modern Grey

Optionen

- Zusatz-Stretchgürtel (für Rock)
- eingenahte Schulterbordüre mit Stickerei, nur eine Textzeile
- Brusttasche, nur mit Logostickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)

Größenbestimmung nach Norm

Herangezogen wird hierfür die Körpergröße sowie entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.

RA431 Größen

	XS	S	M	L	XL
Brust (für Weste)	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm
Taille/Hüfte (für Rock)	≤ 86 cm	87 - 97 cm	98 - 107 cm	108 - 118 cm	119 - 129 cm

Längen (Rock)

für Körpergröße von:	65 cm	70 cm	75 cm
	150 - 170 cm	170 - 180 cm	180 - 190 cm

RA432 Rundumschutz Mantel



VORNE



HINTEN



SEITE

Röntgenschutz-Mantel

Rundumschutz für ein schnelles Anlegen durch das einteilige Design

- Voller Bleigleichwert in beiden Frontflügeln, keine vollflächige Überlappung notwendig
- Körpergerechter Schnitt
- Effektive Schulterentlastung durch den elastischen, austauschbaren Stretchgürtel
- Gut geeignet für lange Tragezeiten
- Schulterpolster als Serienausstattung
- Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016



Schutzmaterial/Bleigleichwert

MPure – Leichtblei (50 - 150kV)
oder MFree – Bleifrei (50 - 110kV)

Frontseitig: 0,25 mm Pb,
0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell: 0,25 mm Pb

Außenmaterial/Farben

MText – Nylongewebe

Unsere Farben:  Inky Blue
 New Red
 Green 17
 Modern Grey

Optionen

- eingenähte Schulterbordüre mit Stickerei, nur eine Textzeile
- Brusttasche, nur mit Logostickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)

Größenbestimmung nach Norm

Herangezogen wird hierfür die Körpergröße sowie entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.

RA432 Größen

	XS	S	M	L	XL
Brust	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm
Taille/Hüfte	≤ 98 cm	99 - 108 cm	109 - 119 cm	120 - 130 cm	131 - 141 cm

Längen (Mantel)

für Körpergröße von:	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
	150 - 160 cm	160 - 170 cm	170 - 180 cm	175 - 190 cm



VORNE



HINTEN



SEITE



Röntgenschutz-Schürze

Leichter Frontschutz für Applikationen mit einer Strahlenexposition von vorne

- Schnappschnallenverschluss vorne zum einfachen Verschließen
- Atmungsaktive Rückenflügel aus Mesh
- Schulterpolster als Serienausstattung
- Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Schutzmaterial/Bleigleichwert

MPure – Leichtblei (50 - 150kV)
oder MFree – Bleifrei (50 - 110kV)

Frontseitig: 0,25 mm Pb,
0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig: Meshgewebe

Außenmaterial/Farben

MText – Nylongewebe

Unsere Farben:  Inky Blue
 New Red
 Green 17
 Modern Grey

Optionen

- eingenähte Schulterbordüre mit Stickerei, nur eine Textzeile
- Brusttasche, nur mit Logostickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)

Größenbestimmung nach Norm

Herangezogen wird hierfür die Körpergröße sowie entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.

RA460 Größen

	XS	S	M	L	XL
Brust	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm
Taille/Hüfte	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm

Längen (Schürze)


für Körpergröße von:	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
	150 - 160 cm	160 - 170 cm	170 - 180 cm	175 - 190 cm



Strahlenschutzhaube zum Schutz des Schädels

- Atmungsaktives Mesh-Oberteil
- Universelle Größe: für alle Kopfumfänge von 54 - 63 cm geeignet
- Ausschließlich in Modern Grey erhältlich
- Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

RA414 Sternumschutz



Schilddrüsen-Sternumschutz zum Schutz der besonders strahlenempfindliche Schilddrüse

- Einfaches Anlegen durch Klettverschluss
- Universelle Größe: für alle Halsumfänge von 32 - 48 cm geeignet
- Passt zu allen „M“ Produkten
- Ausschließlich in Modern Grey erhältlich
- Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

RA437 Schulterschutz Bolero



Strahlenschutz für das Schulter-Eckgelenk und die Brust ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit

- Separater Strahlenschutz kompatibel zu allen Modellen
- Verschließen mittels Klettverschluss im vorderen Bereich
- Größen passend zur Röntgenschutzschürze
- Ausschließlich in Modern Grey erhältlich
- Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

AW106 Spezialbügel



AW106

Kleiderbügel aus hochbelastbarem Material (100% Recycling) für die Aufbewahrung einzelner Schürzen, Mäntel oder Kostüme

- 100% Recyclingmaterial
- für Röntgenschutzkleidung (1 St.)
- Maße: 90 x 520 mm (H x B)

AW415 Wandsystem



AW41502



AW41503



AW41506

Sachgerechte Aufbewahrung von zwei, drei bzw. sechs Kleidungsstücken zur Wandmontage.

- Aufbewahrung auf Spezialbügeln (AW106)
- Bequemer Zugriff
- Sachgemäße Aufbewahrung
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Montage und Installation

AW425 Mobiles System



AW42506



AW42512

Mobiles System für die sachgerechte Aufbewahrung von sechs bzw. zwölf Kleidungsstücken

- Aufbewahrung auf Spezialbügeln (AW106)
- Hohle Mobilität und Flexibilität
- Sachgemäße Aufbewahrung

Weitere
Aufbewahrungs-
systeme können
Sie auf unserer
Webseite finden:
www.mavig.de

Artikelnummern.

Die Artikelnummern der „M by MAVIG“ Produktlinie finden Sie auf den folgenden Seiten.



M by MAVIG : Wo Sicherheit auf Kosteneffizienz trifft.





Kostüm

	Front (Pb)	Länge (Rock)	Artikelnummer* (Anfang)	(Farbcode)	MPure (Innenmaterial)	MFree (Innenmaterial)
X-Small (XS)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431K22Z65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431K22Z70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431K22Z75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431K32Z65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431K32Z70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431K32Z75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431K52Z65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431K52Z70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431K52Z75	+FC	+55	+56
Small (S)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431K22Z65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431K22Z70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431K22Z75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431K32S65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431K32S70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431K32S75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431K52S65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431K52S70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431K52S75	+FC	+55	+56
Medium (M)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431K22M65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431K22M70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431K22M75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431K32M65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431K32M70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431K32M75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431K52M65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431K52M70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431K52M75	+FC	+55	+56
Large (L)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431K22L65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431K22L70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431K22L75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431K32L65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431K32L70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431K32L75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431K52L65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431K52L70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431K52L75	+FC	+55	+56
X-Large (XL)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431K22X65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431K22X70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431K22X75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431K32X65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431K32X70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431K32X75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431K52X65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431K52X70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431K52X75	+FC	+55	+56



Farbcodes



Inky Blue	51
New Red	52
Green 17	53
Modern Grey	54

Optional

Zusatz-Stretchgürtel (für Rock) - Größe XS - S
 Zusatz-Stretchgürtel (für Rock) - Größe M - L
 Zusatz-Stretchgürtel (für Rock) - Größe XL
 Eingenähte Schulterbordüre mit Stickerei (eine Textzeile)
 Brusttasche ohne Stickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)
 Brusttasche mit Stickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)
 Brusttasche mit Logostickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)

* Beispiel Artikelnummer: RA431K52M705255 = Kostüm mit 0,50 mm Pb (Front), Größe Medium, Rocklänge 70 cm, in New Red und mit MPure, MText

Weste

	Front (Pb)	Artikelnummer (Anfang)	(Farbcode)	MPure (Innenmaterial)	MFree (Innenmaterial)
XS	0,25 mm Pb	RA431W22Z00	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	RA431W32Z00	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	RA431W52Z00	+FC	+55	+56
S	0,25 mm Pb	RA431W22S00	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	RA431W32S00	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	RA431W52S00	+FC	+55	+56
M	0,25 mm Pb	RA431W22M00	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	RA431W32M00	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	RA431W52M00	+FC	+55	+56
L	0,25 mm Pb	RA431W22L00	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	RA431W32L00	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	RA431W52L00	+FC	+55	+56
XL	0,25 mm Pb	RA431W22X00	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	RA431W32X00	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	RA431W52X00	+FC	+55	+56

Rock

	Front (Pb)	Länge (Rock)	Artikelnummer (Anfang)	(Farbcode)	MPure (Innenmaterial)	MFree (Innenmaterial)
X-Small (XS)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431R22Z65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431R22Z70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431R22Z75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431R32Z65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431R32Z70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431R32Z75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431R52Z65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431R52Z70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431R52Z75	+FC	+55	+56
Small (S)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431R22S65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431R22S70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431R22S75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431R32S65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431R32S70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431R32S75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431R52S65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431R52S70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431R52S75	+FC	+55	+56
Medium (M)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431R22M65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431R22M70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431R22M75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431R32M65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431R32M70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431R32M75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431R52M65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431R52M70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431R52M75	+FC	+55	+56
Large (L)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431R22L65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431R22L70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431R22L75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431R32L65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431R32L70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431R32L75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431R52L65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431R52L70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431R52L75	+FC	+55	+56
X-Large (XL)	0,25 mm Pb	65 cm	RA431R22X65	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	70 cm	RA431R22X70	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	75 cm	RA431R22X75	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	65 cm	RA431R32X65	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	70 cm	RA431R32X70	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	75 cm	RA431R32X75	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	65 cm	RA431R52X65	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	70 cm	RA431R52X70	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	75 cm	RA431R52X75	+FC	+55	+56

Farbcodes



Inky Blue	51
New Red	52
Green 17	53
Modern Grey	54

Mantel

	Front (Pb)	Länge (Mantel)	Artikelnummer* (Anfang)	(Farbcode)	MPure (Innenmaterial)	MFree (Innenmaterial)
X-Small (XS)	0,25 mm Pb	90 cm	RA43222Z90	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	100 cm	RA43222Z10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA43222Z11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	90 cm	RA43232Z90	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA43232Z10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA43232Z11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	90 cm	RA43252Z90	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA43252Z10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA43252Z11	+FC	+55	+56
Small (S)	0,25 mm Pb	90 cm	RA43222S90	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	100 cm	RA43222S10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA43222S11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	90 cm	RA43232S90	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA43232S10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA43232S11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	90 cm	RA43252S90	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA43252S10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA43252S11	+FC	+55	+56
Medium (M)	0,25 mm Pb	100 cm	RA43222M10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA43222M11	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	120 cm	RA43222M12	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA43232M10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA43232M11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	120 cm	RA43232M12	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA43252M10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA43252M11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	120 cm	RA43252M12	+FC	+55	+56
Large (L)	0,25 mm Pb	100 cm	RA43222L10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA43222L11	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	120 cm	RA43222L12	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA43232L10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA43232L11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	120 cm	RA43232L12	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA43252L10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA43252L11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	120 cm	RA43252L12	+FC	+55	+56
X-Large (XL)	0,25 mm Pb	100 cm	RA43222X10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA43222X11	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	120 cm	RA43222X12	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA43232X10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA43232X11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	120 cm	RA43232X12	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA43252X10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA43252X11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	120 cm	RA43252X12	+FC	+55	+56



Farbcodes



Inky Blue	51
New Red	52
Green 17	53
Modern Grey	54

Optional

Eingenähte Schulterbordüre mit Stickerei (eine Textzeile)
 Brusttasche ohne Stickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)
 Brusttasche mit Stickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)
 Brusttasche mit Logostickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)

Schürze

	Front (Pb)	Länge (Schürze)	Artikelnummer* (Anfang)	(Farbcode)	MPure (Innenmaterial)	MFree (Innenmaterial)
X-Small (XS)	0,25 mm Pb	90 cm	RA46020Z90	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	100 cm	RA46020Z10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA46020Z11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	90 cm	RA46030Z90	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA46030Z10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA46030Z11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	90 cm	RA46050Z90	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA46050Z10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA46050Z11	+FC	+55	+56
Small (S)	0,25 mm Pb	90 cm	RA46020S90	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	100 cm	RA46020S10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA46020S11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	90 cm	RA46030S90	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA46030S10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA46030S11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	90 cm	RA46050S90	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA46050S10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA46050S11	+FC	+55	+56
Medium (M)	0,25 mm Pb	100 cm	RA46020M10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA46020M11	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	120 cm	RA46020M12	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA46030M10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA46030M11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	120 cm	RA46030M12	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA46050M10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA46050M11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	120 cm	RA46050M12	+FC	+55	+56
Large (L)	0,25 mm Pb	100 cm	RA46020L10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA46020L11	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	120 cm	RA46020L12	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA46030L10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA46030L11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	120 cm	RA46030L12	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA46050L10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA46050L11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	120 cm	RA46050L12	+FC	+55	+56
X-Large (XL)	0,25 mm Pb	100 cm	RA46020X10	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	110 cm	RA46020X11	+FC	+55	+56
	0,25 mm Pb	120 cm	RA46020X12	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	100 cm	RA46030X10	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	110 cm	RA46030X11	+FC	+55	+56
	0,35 mm Pb	120 cm	RA46030X12	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	100 cm	RA46050X10	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	110 cm	RA46050X11	+FC	+55	+56
	0,50 mm Pb	120 cm	RA46050X12	+FC	+55	+56



Farbcodes



Inky Blue	51
New Red	52
Green 17	53
Modern Grey	54

Optional

Eingenähte Schulterbordüre mit Stickerei (eine Textzeile)
 Brusttasche ohne Stickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)
 Brusttasche mit Stickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)
 Brusttasche mit Logostickerei (außen aufgesetzte Einstecktasche)

Haube, MTeX Außenmaterial

Bleigleichwert 0,25 mm Pb / 0,35 mm Pb / 0,50 mm Pb

Haube

Schutz (Pb)

0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

Größe

universal
universal
universal

Artikelnummer (Anfang)

RA410254
RA410354
RA410554

MPure (Innenmaterial)

+55
+55
+55

MFree (Innenmaterial)

+56
+56
+56

Sternumschutz, MTeX Außenmaterial

Bleigleichwert 0,50 mm Pb

Sternumschutz

Schutz (Pb)

0,50 mm Pb

Verschluss

Klett

Artikelnummer (Anfang)

RA414554KL

MPure (Innenmaterial)

+55

MFree (Innenmaterial)

+56

Bolero, MTeX Außenmaterial

Bleigleichwert 0,25 mm Pb / 0,35 mm Pb / 0,50 mm Pb

Bolero

Schutz (Pb)

0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

Größe

X-Small
X-Small
X-Small

Artikelnummer (Anfang)

RA4372Z54
RA4373Z54
RA4375Z54

MPure (Innenmaterial)

+55
+55
+55

MFree (Innenmaterial)

+56
+56
+56

0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

Small
Small
Small

RA4372S54
RA4373S54
RA4375S54

+55
+55
+55

+56
+56
+56

0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

Medium
Medium
Medium

RA4372M54
RA4373M54
RA4375M54

+55
+55
+55

+56
+56
+56

0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

Large
Large
Large

RA4372L54
RA4373L54
RA4375L54

+55
+55
+55

+56
+56
+56

0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

X-Large
X-Large
X-Large

RA4372X54
RA4373X54
RA4375X54

+55
+55
+55

+56
+56
+56

Spezialbügel

Verwendung, Kapazität	Artikelnummer
Für ein Kleidungsstück	AW106

3 Varianten

für zwei, drei bzw. sechs Kleidungsstücke

Wandsystem

Verwendung, Kapazität	Artikelnummer
System für zwei Spezialbügel	AW41502
System für drei Spezialbügel	AW41503
System für sechs Spezialbügel	AW41506

Mobiles System

für sechs bzw. zwölf Kleidungsstücke

Mobiles System

Verwendung, Kapazität	Artikelnummer
Für sechs Kleidungsstücke	AW42506
Für zwölf Kleidungsstücke	AW42512



MAVIG GmbH

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

MAVIG Nordic

Stockholm
Schweden

Telefon +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

MAVIG B.V.

Den Haag
Niederlande

Telefon +31 (0) 70 33 11 688
Mobil +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

MAVIG France SARL

Paris
Frankreich

Telefon +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
Slowenien

Telefon +386 (40) 6 33 900
e-Mail dejak@mavig.com

Ti-Ba Enterprises, Inc.

Rochester, NY
USA

Telefon +1 (1) 585 247 1212
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Mena Medical Development

Beirut
Libanon

Telefon +961 14 23 499
e-Mail mavig@mena-md.com

AO Sante Medical Systems

Moskau
Russland

Telefon +7 499 551 55 73/75
e-Mail info@sante.ru